

# CÂNULA ARTERIAL ARAMADA



Parede Fina  
Corpo Transparente e Flexível  
Posicionamento Preciso na Artéria  
Resistente à Dobras

**Descrição:** A Cânula Arterial Aramada é confeccionada em policloreto de vinila (PVC) transparente, constituída de ponteira, corpo e extremidade distal. A ponteira apresenta-se nos formatos reto e curvo, podendo conter uma flange para auxiliar a fixação. O corpo possui parede flexível com reforço de fio de aço inoxidável que evita dobras no manuseio, além da marcação para posicionamento preciso na artéria. A extremidade distal pode conter um conector com adaptador luer lock para retirada de amostras e medição de pressão. Cada embalagem contém uma unidade estéril e apirogênica.

**Indicação:** A Cânula Arterial Aramada é indicada para canulação das artérias ao sistema de perfusão extracorpórea, proporcionando o retorno do sangue para o paciente.

Descrição	Diâmetro	Comprimento	Conexão	Conector	Código
Cânula Arterial Aramada Ponta Reto Com Flange	18 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197018
Cânula Arterial Aramada Ponta Reto Com Flange	20 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197027
Cânula Arterial Aramada Ponta Reto Com Flange	22 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197045
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 45°	18 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	196972
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 45°	20 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	196981
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 45°	22 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	196990
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 45°	24 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	197009
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 80°	18 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192509
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 80°	20 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192387
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 80°	22 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192396
Cânula Arterial Aramada Ponta Curva 80°	24 FR	30 cm	3/8"	3/8" x 3/8" com luer	192402

Descrição	Diâmetro	Comp.	Conexão	Haste-guia	Conector	Código
Cânula Arterial Aramada P. Reto Alongada	08 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232283
Cânula Arterial Aramada P. Reto Alongada	10 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232292
Cânula Arterial Aramada P. Reto Alongada	12 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232308
Cânula Arterial Aramada P. Reto Alongada	14 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232317
Cânula Arterial Aramada P. Reto Alongada	16 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	232326
Cânula Arterial Aramada P. Reto Alongada	18 FR	25cm	1/4"	30cm	1/4" x 1/4" com luer	611521

