


DOMINUS[®]

COARCTAÇÃO DE AORTA (CoA)



Endoprótese metálica autoexpansível com revestimento de poliéster de baixa porosidade e estrutura de Nitinol.
Para correção endovascular de coarctação de aorta.

**ALTA FORÇA
RADIAL**




► **Sutura**

Suturas em poliéster para fixação do esqueleto metálico





► **Revestimento**

Poliéster tubular de baixa porosidade



► **Nitinol**

Liga metálica superelástica com memória térmica
Grande resistência à corrosão e fadiga



A	B	C
DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO (MM)	ACABAMENTO
18 - 20 - 22	50 mm	Free Flow - 25 mm
18 Fr		Open Web

* Consulte disponibilidade de outras medidas.